


Modell 3445
Hilfsmittel-Nr. 22.40.04.0001



Zweite Haut Hebetuch













Einzigartige Hebetuchlösung für jeden Bedarf



- Weiche Textur: ideal bei empfindlicher Haut
- Wenig Druckpunkte: verhindert die Bildung von Druckstellen
- Glatte Textur: sehr einfach und schnell anzulegen
- Feines Material: in hohem Maße luft- und feuchtigkeitsthroughlässig
- Mit jedem Handi-Move Lifter kombinierbar
- Auf Wunsch als Maßanfertigung erhältlich

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

www.handimove.de

STANDARD	ohne Kopfstütze	mit Kopfstütze	mit Kopfstütze und Schlaufen	Komfort
				
	<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen • Umschließen den Oberkörper inkl. Arme 	<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Mondförmige Kopfstütze • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen • Umschließen den Oberkörper inkl. Arme 	<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Zusätzliche Schlaufen an der Kopfstütze zur Unterstützung • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Umschließen den Oberkörper inkl. Arme 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicheres «umschlossenes» Gefühl • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Mondförmige Kopfstütze • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Umschließen den Oberkörper inkl. Arme
	zweiteilig	mit Kopfstütze	ohne Kopfstütze	Thorax
				
<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Einfaches Anlegen • Aufhängung an 2 oder 4 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Einfaches Anlegen • Auch als Badehebetuch erhältlich (in PVC) • Für Menschen mit eingeschränkter Kopfkontrolle • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Einfaches Anlegen • Auch als Badehebetuch erhältlich (in PVC) • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Kreuzbänder für bessere Unterstützung • Tuchgewebe • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen 	
SPEZIAL	Einfache Beinamputation	Doppelte Beinamputation	Skoliose	Liegehaltung
				
	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Leute mit einzelner Oberschenkelamputation • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Umschließen den Oberkörper inkl. Arme 	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Leute mit doppelter Oberschenkelamputation • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Mit/ohne Aussparung für den Toilettengang 	<ul style="list-style-type: none"> • Spezielles Design für zusätzliche Unterstützung auf der Höhe des Rückens • 4 stabile Fischbeinstäbche • Aufhängung an 2 oder 4 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Transfer in waagerechter Position • Doppelte Schicht mit durchgängigem Stoff • Aufhängung an 4 Punkten

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an

