

Modell 3960-3963



Drehweiche

Sanfte Richtungswechsel





- Die Drehweiche ermöglicht es, Richtungswechsel mit einem Deckenlifter in bis zu vier verschiedene Richtungen vorzunehmen. Dies kann in kleinen Räumen nützlich sein, um z. B. Toilette, Badewanne und Pflegeliege in einem Raum zu erreichen.
- Auch als Abzweig in mehrere Räume eine platzsparende Lösung.
- Optional mit drahtloser Fernbedienung.
- Keine separate Stromversorgung erforderlich (funktioniert über Batterie des Deckenmotors).
- Schienen und Weichen können auch fast vollständig in Zwischendecken eingelassen werden.

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

www.handimove.de

Drehweiche


Abmessungen (mm)



A	690
B	∅ 525
C	71,5
D	467,5
E	113
F	∅ 16

Technische Daten

Maximale Hubkraft.....	240 kg
Stromversorgung	über Deckenlifter
Material.....	Aluminium lackiert, Stahl verzinkt, POM, ABS



Für weiterführende Informationen
wenden Sie sich bitte an