

Modell 1074-1079



Beinstützen

Für jede Behinderung die richtigen Beinstützen



- Zum Anheben einer Person mit einem Handi-Move Hehebügel sind Beinstützen ein unentbehrlicher Bestandteil.
- Durch die Beinstützen werden der Druck und das Körpergewicht gleichmäßig verteilt.
- Sie sorgen dafür, dass sich der Körper während des Hebevorgangs im Gleichgewicht befindet und der Rücken möglichst gerade bleibt.
- Die Beinstützen sind einfach anzubringen und aus rostfreiem, wartungsfreundlichem Material gefertigt.
- Die patentierte Beinstützenfixierung erstellt zusätzlich Komfort.

Hebehilfen für Menschen mit Handicap


www.handimove.de

Beinstützen

● Versionen und Abmessungen



Art. n°	Beschreibung	Farbe	A [mm]	B [mm]
1077S	Standard Kind	grau	160	130
1077M	Standard medium	grau	220	180
1077L	Standard Erwachsene	grau	310	250
1074S	Standard Antirutsch Kind	schwarz	158	130
1074M	Standard Antirutsch medium	schwarz	220	180
1074L	Standard Antirutsch Erwachsene	schwarz	285	250
1075M	Runde Beinstützen Antirutsch	schwarz	220	150
1078M	Runde Beinstützen	grau	220	150
1076S	Muskeldystrophie Antirutsch Kind	schwarz	165	130
1076M	Muskeldystrophie Antirutsch Erwachsene	schwarz	220	175
1079S	Muskeldystrophie Standard Kind	grau	160	130
1079M	Muskeldystrophie Standard Erwachsene	grau	220	180



Für weiterführende Informationen
wenden Sie sich bitte an

