

Modell 1245-1246



Digitalwaage

Gleichzeitig Heben und Wiegen



- Maximale Höchstlast 200 kg
- Für die meisten Handi-Move Hebeegeräte geeignet (nicht für 1630,1641)
- Automatische Nullstellung
- Minimaler Höhenverlust
- Großes, leicht ablesbares Display
- 2 Jahr Garantie
- Geeichte Version (Klasse III) verfügbar
- Wiegegenauigkeit 100 g

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

www.handimove.de


Digitalwaage

● 2 Versionen

Standard Version Art. #1245
 Geeichte (Klasse III) Version Art. #1246


● Abmessungen und Angaben

Maximale Höchstlast: 200 kg
 Batterien: 4 x 1,5 V Typ AA
 Maximale Höhe: 240 mm
 Maximale Breite: 160 mm
 Maximale Tiefe: 65 mm



● Extras

- Umschaltung der Anzeige zwischen Gewicht des Hebemittels (Hebetuch mit Einhängenvorrichtung oder Handi-Move Hebebügel) und Gewicht der Person.
- Inklusive Diebstahlsicherung (siehe Abbildung unten)



Für weiterführende Informationen
 wenden Sie sich bitte an