

Modell 2545  
Hilfsmittel-Nr. 22.40.06.0003



# Der Umhänge-Deckenlifter - tarzan

Mit Leichtigkeit von Raum zu Raum




- Kompakt und leicht, dennoch kraftvoll: Hebt bis zu 182 kg
- Kostengünstig: Ein Motor lässt sich in mehreren Schienensystemen oder auch unter dem Türsturz hindurch verwenden
- Schienenföhrung exakt an räumliche und pflegerische Situation anpassbar
- Ästhetisch: Bleibt nicht im Sichtfeld, lässt sich einfach transportieren und verstauen
- Integrierte Einhängvorrichtung – nutzbar mit Hebetuch oder Hehebügel
- Vom Boden aus leicht ein- und auszuhaken

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

[www.handimove.de](http://www.handimove.de)

# Der Umhänge-Deckenlifter - tarzan

## ● Umhänge-Deckenlifter mit Schiene



## ● Abmessungen und Angaben

Gewicht: .....	8 kg
Zulässige Hubbelastung: .....	182 kg
Länge: .....	500 mm
Breite: .....	200 mm
Höhe: .....	200 mm
Standard-Länge des Motorbandes: .....	1700 mm
Länge des Motorbandes außerhalb Gehäuse: .....	1530 mm
Batterien: .....	3 x 8 V
Leistung der Batterien: .....	3,2 Ah
Anzahl der Hebevorgänge bei vollen Batterien: .....	65 x mit 100 kg und einer Hubhöhe von 50 cm
Motorgehäuse: .....	ABS
Notabsenkung: .....	Elektrisch
Schienensystem: .....	Aluminium, weiß lackiert

## ● Mit Hebetüchern oder mit Hebebügel

Dnk integrierter Einhängenhaken an den Seiten des Motors und einem Befestigungshaken an der Unterseite ist die flexible Nutzung mit Hebebügel oder Hebetuch möglich.

Für weiterführende Informationen  
wenden Sie sich bitte an

