

Modell 2800-2805  
Hilfsmittel-Nr. 22.40.03.0016



# Deckenlifter

Effizient und schnell



- Der schnellste Deckenlifter
- Für intensive Nutzung geeignet
- Federleichter seitlicher Transfer
- Mit Hebetüchern und/oder dem Handi-Move® Hehebügel
- Mit klassischer Einhängenvorrichtung oder elektrischem Kippjoch
- Motor und Schienen ermöglichen den Transfer zu jedem Ort
- Optionale kabellose Bedienung
- Notabsenkung und Notausschalter vom Boden erreichbar
- Backupbedienung am Deckenlifter

Hebehilfen für Menschen mit Handicap


[www.handimove.de](http://www.handimove.de)

# Deckenlifter

## Technische Daten

Sichere Belastung .....	200 kg/300 kg (160 kg bei 3.000 mm langem Hubbands)
Batterien .....	2 x 12 V 9,5 AH/wiederaufladbar
Standardlänge des Hubbands .....	2.000 mm (optional 3.000 mm)
Schienensystem .....	Aluminium, weiß lackiert
Sanftes Anfahren und Anhalten .....	elektronisch
Gehäuse .....	ABS
Notabsenkung .....	mechanisch
Druckknopfbedienung 2800 .....	wasserdicht gemäß IP67, elektrisch
Druckknopfbedienung 2805 .....	infrarot
Hebezyklenanzahl bei vollen Batterien .....	160
Lade- und Batterieanzeigen .....	visuell und auditiv
Einbauladegerät .....	Eingang 0,9 A 100-240 VAC, 50-60 Hz Klasse II
.....	Ausgang 24 VDC Max 1,3 A (9940) Max 1,2 A (2541)

## Beispiele für Schienenstrecken



## Versionen\*

### 2800

Hubmotor (nach oben/nach unten)  
Mit elektrischer Druckknopfbedienung.

### 2805 IR

Hubmotor (nach oben/nach unten)  
Mit Infrarot-Fernbedienung.

\* auch mit Fahrmotor erhältlich (2810 L-2815 L IR)

Für weiterführende Informationen  
wenden Sie sich bitte an

