

Der Umhänge-Deckenlifter


Ein tragbarer Motor für mehrere Standorte:
praktische und flexible Lösung





- Zur Verwendung in verschiedenen Räumen (Bett, Bad, Toilette, Dusche...).
- Keine Umbauten in Ihrer Wohnung nötig.
- Kompakt und leicht, dennoch kraftvoll: Hebt bis zu 182 kg.
- Ästhetik: elegantes, zeitloses Design.
- Budgetfreundlich: Ein Motor für mehrere Räume.
- Nutzbar mit Hebebügel oder Hebetuch.

Der Umhänge-Deckenlifter

Abmessungen



A	480 mm
B	200 mm
C	210 mm
D	1550 mm




Technische Spezifikationen

Gewicht:8 kg
 Zulässige Hubbelastung:182 kg
 Batterien:2 x 12 VDC/3.2 - 3.6 Ah
 Ladegerät:Eingang 220 V AC / Ausgang 24 V DC
 Anzahl der Hebevorgänge bei vollen Batterien:50 mit 100 kg / 50 cm
 Motorgehäuse:ABS
 Notabsenkung :Elektrisch
 Schienensystem:Aluminium, weiß lackiert

Mit Hebetüchern oder mit Hebebügel

Dank integrierter Einhängehaken an den Seiten des Motors und einem Befestigungshaken an der Unterseite ist die flexible Nutzung mit Hebebügel oder Hebetuch möglich.



Option: Transportwagen

Für weiterführende Informationen
wenden Sie sich bitte an

© 28-04-2025 • Handi-Move • v1.4

Handi-Move nv

Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tel. +32 54 31 97 10
info@handimove.com • www.handimove.com