

Handi-Move Modell 3471 S - M - L



# Gehgurt

Stütze bei der Rehabilitation




- Dient als Steh-/Laufhilfe bei Rehabilitationsübungen.
- Verringert das Körpergewicht.
- Verhindert ein Umfallen.
- An den Körperbau anpassbar.
- S, M oder L.

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

[www.handimove.de](http://www.handimove.de)

# Gehgurt

## Abmessungen (cm)



	3471S	3471M	3471L
A	47	64	79
B	31	39	47
F (min/max)	35/54	37/56	39/58
F1	23	25	27
G	40	45	45
I	38	38	38
K	51,5	62,5	62,5

## Technischen Daten

Material ..... PVC, PE, Kunststoff  
 Zulässige Hubbelastung ..... 225 kg

Für weiterführende Informationen  
 wenden Sie sich bitte an