

Modell 3552-3553

Hebetücher für Kinder

Dino (grün) & Schmetterling (rosa)



- Ihr Kind wird vollständig und sicher unterstützt
- Bequeme Sitz- und Liegeposition
- Das Gesäß bleibt frei
- Einfaches Anlegen
- Mühelose Transfers in und aus Bett, Badewanne, Dusche, Toilette oder Rollstuhl
- Erhältlich in XS und S
- Maßanfertigung möglich


Hebehilfen für Menschen mit Handicap

www.handimove.de

Hebetücher für Kinder

● Abmessungen (mm)

	XS	S
A	56	58
B	66	75
C	13,5	14
D	7,5	8
E	28	32
F	54	63
G	37,5	47,5
H	53	59
I	42	47



● Technische Daten

MaterialienPolyester
 Maximale Belastung225 kg

Für weiterführende Informationen
 wenden Sie sich bitte an

