

Handi-Umlagerungshilfen

Umlagern ohne zu Heben




- Umbetten ohne Schwierigkeiten
- Für viele verschiedene Transfers die passende Lösung
- Einfache Handhabung
- Sicher und bequem
- Selbständiger Gebrauch möglich
- Preiswert

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

www.handimove.de


Handi-Umlagerungshilfen

Handi-Gleitlaken




Art.-Nr.: 3600 (standard)
Art.-Nr.: 3602 (kompakt)
 Geringere Reibung für einfacheres
 Bewegen.
 Sicheres Umlagern von Personen
 im Bett.
 In 2 Größen erhältlich.
 Standard 122 x 71 cm
 Kompakt 72x 70 cm

Handi-Gleitmatte




Art.-Nr.: 3605 (groß)
Art.-Nr.: 3606 (klein)
 Gepolsterte Version des Handi-
 Gleitlakens.
 Bestens geeignet für Transfers
 zwischen unterschiedlich hohen
 Ebenen.
 Maxi-Gleitmatte 190 x 65 cm
 Mini-Gleitmatte 72 x 70 cm

Handi-Einbahngleitlaken



Art.-Nr.: 3603 (Sessel)
Art.-Nr.: 3604 (Bett)
 Gleitet nur in eine Richtung.
 Verhindert Zurückrutschen im Bett
 oder auf dem Stuhl.
 Für den Sessel 45 x 40 cm
 Für das Bett 80 x 70 cm

Handi-Rutschbrett




Art.-Nr.: 3615
 Leichte Kunststoffkonstruktion.
 Leichte Gleittransfers in Sitzhaltung.
 Selbständiger Gebrauch möglich.
 Stabil und solide.
 Länge 666 mm
 Breite 200 mm
 Dicke 25 mm
 Gewicht 0,9 kg

Handi-Drehscheibe




Art.-Nr.: 3613 (duo 380 mm)
 Einfacher Transfer vom Bett zur
 (Roll-)Stuhl oder zur Toilette.
 Verhindert Wegrutschen der Füße
 beim Drehen.
 Durchmesser 38 cm
 Höhe 1 cm
 Maximale Belastung 127 kg

Handi-Sicherheitsband




Art.-Nr.: 3608 (geschlossen)
Art.-Nr.: 3609 (offen)
 Gepolstertes Band.
 Hilfe beim Aufstehen, beim Umlagern
 im Bett und Lageänderung der Beine.
 Höhe 21,5 cm
 Breite 62 cm (3609)
 Höhe 16,5 cm
 Umfang Verstellbar von 41 cm bis
 114 cm (3608)

Handi-Rotationskissen



Art.-Nr.: 3614
 Sanfte, gepolsterte Drehscheibe.
 Wird eingesetzt zum Drehen in
 Sitzhaltung auf dem Stuhl oder Bett.
 Selbständiger Gebrauch möglich.
 Durchmesser 38 cm
 Höhe 0,8 cm

Handi-Rollboard



Art.-Nr.: 3616 (standard)
Art.-Nr.: 3617 (flexibel)
 160 cm x 48 cm

Für weiterführende Informationen
 wenden Sie sich bitte an

